



دانشگاه علوم پزشکی وزارت بهداشتی و پانای ایران

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی (EDO)

گروه پرستاری کودکان

چک لیست تجویز داروی وریدی از طریق میکروست (نسخه بهمن ۱۳۹۹)

نام واحد بالینی:			نیمسال تحصیلی:	نام و نام خانوادگی دانشجو:
نمره اخذ شده:			تاریخ بررسی:	نام بیمارستان:
توضیحات	بله (۱)	خیر (۰)	آیتمهای ارزیابی (نمره کل: ۲۳)	
			دارو را از نظر نام و مشخصات کنترل می کند	۱
			دارو را از نظر تاریخ مصرف کنترل می کند	۲
			دستهای خود را میشوید (ضد عفونی می کند)	۳
			سرنگ را با روش مناسب باز می کند	۴
			آب مقطر را به روش استریل باز میکند	۵
			حلال مورد نظر را با رعایت نکات استریل بداخل سرنگ وارد میکند	۶
			با حرکت دورانی یکنواخت، پودر داخل ویال را حل میکند (دارو را از سر آمپول خارج می کند)	۷
			بعد از ایجاد یک محلول شفاف، مقدار متناسب با دوز درخواستی دارو را بداخل سرنگ وارد میکند	۸
			حباب درون سرنگ را خارج می کند	۹
			کلمپ های بالا و پایین محفظه میکروست را می ببندد	۱۰
			نوک تیز بالای محفظه میکروست را بروش استریل وارد سرم میکند	۱۱
			با باز کردن کلامپ بالایی حجم معینی از محلول را وارد میکروست میکند	۱۲
			در حالیکه ست سرم بسته است با فشردن محفظه قطره ریز، آن را تایک دوم حجم از محلول پرمیکند	۱۳
			به منظور خروج هوا از لاین میکروست کلمپ ست سرم را باز می کند	۱۴
			بعد از هواگیری کلمپ های بالا و پایین محفظه میکروست را می ببندد	۱۵
			روی قسمت ورود دارو در میکروست را با پنبه الکل ضد عفونی میکند	۱۶
			داروی از قبل محاسبه شده را به روش استریل از قسمت مربوطه وارد میکروست میکند	۱۷
			بدون گذاشتن پوشش سر سوزن، سرنگ را در ظرف مخصوص جمع آوری می اندازد	۱۸
			دستبند شناسایی کودک را کنترل میکند	۱۹
			روش انجام کار را برای کودک و والدین توضیح می دهد	۲۰
			ست متصل به میکروست را با رعایت نکات استریل به لاین وریدی بیمار متصل میکند	۲۱
			سرعت تزریق دارو را بطور مناسب تنظیم میکند	۲۲
			کلیه وسایل را جمع آوری میکند	۲۳

تاریخ تکمیل :

امضاء

نام تکمیل کننده :